

Pavo FoalMilk - 91610

Ett utmärkt alternativ till stoets mjölk

Komplett foder för hästar

Analytiska beståndsdelar:

Råprotein	21,3 %	Kalcium	0,9 %		
Råfett	16,2 %	Natrium	0,5 %		
Råfibrer	0,02 %	Kalium	1,5 %		
Råaska	7,2 %	Magnesium	0,15 %		
		Fosfor	0,7 %		

Tillsatser per kg:

Vitamin A (3a672a)		25 000 IE	Mangan (3b503)	Mangan(II)sulfat, monohydrat	30 mg
Vitamin D3 (3a671)		3 000 IE	Jod (3b202)	Kalciumjodat, vattenfri	1,5 mg
Vitamin E (3a700)	all-rac-alfa-tokoferylacetat	100 IE	Koppar (3b405)	Koppar(II)sulfat, pentahydrat	8 mg
Vitamin B1 (3a821)		8 mg	Järn (3b103)	Järnsulfat, monohydrat	95 mg
Vitamin B2 (3a825ii)		10 mg	Zink (3b605)	Zinksulfat, monohydrat	50 mg
Vitamin B6 (3a831)		6 mg	Kobolt (3b304)	Belagda granulat av kobolt(II)karbonat	0,5 mg
Vitamin B12 (Vitamine B12)		50 mcg	Selen (3b801)	Natriumselenit	0,3 mg
Pantotensyra (3a841)		22 mg			
Kolin (3a890)		250 mg			
Niacinamid (3a315)		40 mg			
Folsyra B11 (3a316)		1 mg			
Biotin B8 (3a880)		20 000 mcg			
Vitamin K3 (3a710)		2 mg			
Vitamin C (3a300)		150 mg			

Sammanställning: Skummjölkspulver / Vasslepulver / Rå vegetabiliskt fett (kokos) / Glukos

Förvaring: förvaras kallt, torrt och mörkt. **Förslut efter användning:**

Foderråd:

[Ladda ner instruktioner för användning här](#) Förbered inte mer fölmjölk än vad du använder inom 12 h. Förbered inte mer fölmjölk än vad du använder inom 12 h.

- Värm den redan beredda fölmjölken i vattenbad. Ta en kastrull eller skål och ställ den i eller över en större kastrull med varmt vatten. Uppvärmning genom vattenbad förhindrar att mjölken bränns.
- Fölmjölken kan även värmas i mikrovågsugn. Beredning av 1 liter fölmjölk går till enligt följande: (1 liter = 1000 ml)
- Ta en kastrull med en kapacitet på minst 1 liter
- Häll 300 ml kallt vatten i den
- Tillsätt 400 ml kokande vatten. Du har nu 700 ml vatten med en temperatur på $\pm 60^{\circ}\text{C}$
- Tillsätt 1 måttsked (= 100 gram) Pavo Fölmjölkspulver och rör om tills allt fölmjölkspulver har lösts upp.
- Tillsätt 300 ml kallt vatten under omrörning. Du har nu 1 liter handvarm fölmjölk (temperatur på $\pm 40^{\circ}\text{C}$).

Hållbarheten för Pavo FoalMilk är 1 år.

10 kg