

# Hov- och klövvård

## Technovit-2-Bond

Det snabba 2-komponents-PU-limmet för klövbehandling!

Technovit-2-Bond är ett snabbtorkande tvåkomponentslim för klövbehandling. Med en liten mängd av limmet fäster du trä- eller gummiblock på friska klövar inom sekunder för att avlasta de sjuka klövarna efter behandling och för att påskynda tillfriskningen.

Fördelarna med en enda blick:

- torkar inom 30 sekunder
- fäster hårt och långvarigt till trä- och gummiblock
- enkel att använda – ingen blandning, inget avfall
- lukt- och riskfri användning även i stängda utrymmen

De praktiska setten från Technovit-2-Bond finns med eller utan doseringspistol och innehåller tillbehör för ca 10 användningstillfällen (beroende på klövstorlek och användarens färdigheter).

Top Seller



16239



16240

Satsen består av:	16239	16240
1 x patron 160 ml med 2-komponentslim	•	•
10 x blandningskanyler	•	•
10 x träblock XL	•	•
1 x doseringspistol	•	–



16241


„easy to open“



Så här enkelt är det att använda den: Avlägsna förslutningen på patronen och sätt på blandarkanylen. Tryck ut en liten mängd lim. Detta är nödvändigt för att de två komponenterna ska kunna blandas optimalt. Stryk nu en sträng av limmet på blocket. Sätt på blocket snabbt på den förarbetade, rena och rena friska klöven. Efter ca 30 sekunder har limmet härdat, efter ca 2 – 3 minuter kan klöven belastas igen.



### Startset i professionell utförande med XL-träblock

Art. Nr.	Beskrivning		SEK
16239	Technovit-2-Bond startset inkl. doseringspistol, 10 användningstillfällen	1	
16240	Technovit-2-Bond set för 10 användningstillfällen (utan doseringspistol)	1	
16241	Technovit-2-Bond patron 160 ml	1/10	
16242	Doseringspistol	1/10	
16243	Blandningskanyler 10 stycken	1/10	